

1

Préparez votre émail pour prévenir et soulager la sensibilité de vos dents

VOUS AVEZ BESOIN DU Dentifrice revitalisant X-PUR

INSTRUCTIONS

7 jours avant le traitement de blanchiment, brossez vos dents deux fois par jour avec le Dentifrice revitalisant X-PUR.

Brossez pendant deux minutes, expectorez, mais ne rincez pas votre bouche.

Évitez de boire ou de manger durant les 30 minutes suivant le brossage.

Lorsque vous aurez terminé votre prétraitement de 7 jours, vous pouvez procéder à la deuxième étape.

Important

Durant la deuxième et la troisième étapes, vous devriez utiliser le Dentifrice revitalisant X-PUR deux fois par jour pour obtenir un résultat maximal.

INGRÉDIENT ACTIF

NovaMin



2

Procurez-vous un blanchiment rapide

VOUS AVEZ BESOIN DE 2 seringues VIOLETTES (1,2 ml chacune)

INSTRUCTIONS

À l'aide d'une seringue **VIOLETTE**, déposez une petite quantité de gel* sur la partie buccale (face aux dents) de vos gouttières personnalisées. Chaque seringue **VIOLETTE** est calibrée et chaque ligne représente approximativement une application.

Portez les gouttières pendant 30 à 60 minutes.

Rincez vos dents ainsi que les gouttières avec de l'eau immédiatement après le traitement.

Utilisez les seringues **VIOLETTES** sur une période de 4 jours consécutifs ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus de gel* et brossez vos dents deux fois par jour avec le Dentifrice revitalisant X-PUR.

Lorsque vous avez complété cette étape, vous pouvez procéder à la troisième.

INGRÉDIENT ACTIF

Peroxyde d'hydrogène (H_2O_2)

* exemple d'une petite quantité de gel : ●



3

Procurez-vous un blanchiment éclatant et stable

VOUS AVEZ BESOIN DE 4 seringues ARGENTÉES (3 ml chacune)

INSTRUCTIONS

Déposez une petite quantité de gel* sur la partie buccale (face aux dents) de vos gouttières personnalisées. Chaque seringue **ARGENTÉE** est calibrée et chaque ligne représente approximativement une application.

Portez les gouttières pendant 60 à 90 minutes ou durant la nuit.

Rincez vos dents ainsi que les gouttières immédiatement après le traitement. Utilisez les seringues **ARGENTÉES** sur une période de 12 jours consécutifs ou jusqu'à ce que vous soyez satisfaits du résultat. Il est recommandé de vous brosser les dents deux fois par jour avec le Dentifrice revitalisant X-PUR.

Gardez réfrigérées les quantités restantes de vos seringues pendant 6 à 12 mois pour une retouche.

INGRÉDIENT ACTIF

Peroxyde de carbamide ($CH_6N_2O_3$)

* exemple d'une petite quantité de gel : ●

Lorsque vous aurez complété la troisième étape, continuez d'utiliser le Dentifrice revitalisant X-PUR afin de prolonger la brillance de votre sourire, d'éliminer les taches et d'améliorer votre santé buccale.

- Portez vos gouttières quotidiennement.
- Pour un blanchiment plus rapide, vous pouvez porter vos gouttières deux fois par jour.
- Veuillez espacer vos applications d'un minimum de 12 heures.
- Réduisez idéalement la consommation de café, de thé, de vin rouge, de boissons

- gazeuses et de tabac pour éviter la formation de taches.
- Évitez d'avaler le gel de blanchiment.
- Conservez les seringues dans un endroit frais et sec ou réfrigérez-les. Ne pas congeler.
- Évitez d'exposer les seringues à la chaleur ou à la lumière.
- Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si

- vous allaitez.
- Gardez le gel de blanchiment hors de la portée des enfants.
- La stabilité de votre blanchiment dépendra de votre style de vie. Il est possible de refaire périodiquement votre traitement de blanchiment.
- Le système de blanchiment PRO•SYNERGIX

- doit être utilisé selon le mode d'emploi. Cela implique un diagnostic initial, un nettoyage et un suivi par votre dentiste.
- L'émail, la dentine et les restaurations dentaires ne seront pas affectés par le système PRO•SYNERGIX. Attendez entre 7 à 10 jours avant d'effectuer de nouvelles restaurations dentaires.

Questions ? Appelez Oral Science au 1 888 442.7070 !